



## Накладка на грудь (соски) серии First Moments, размер М (20 мм)

**Состав:** накладка – силикон / контейнер – полипропилен

**Дата изготовления:** ноябрь 2022 г

**В комплект входят:** 2 наклейки на грудь (соски), 1 контейнер с двумя отделениями

Силиконовые наклейки на грудь (соски) - незаменимая вещь для кормящей мамы. Бывают ситуации, когда грудь нуждается в отдыхе, а прерывать кормление не хочется. Соски могут потрескаться или воспалиться и процесс кормления грудью может причинять боль. С наклейками можно легко продолжить кормить малыша и защитить грудь от болезненных ощущений. Также они показаны при плоских, втянутых сосках и если малыш испытывает проблемы с захватом груди и сосанием молока. Особо тонкие, силиконовые защитные наклейки с уникальной, эргономичной, треугольной формой основания сделают процесс кормления ребенка грудью максимально естественным, ведь они обеспечивают максимальный контакт с кожей, усиливают ощущение комфорта и близости. Практичный контейнер с двумя отделениями делает возможным гигиеничное хранение использованной наклейки и сохраняет чистоту второй для следующего кормления. Не изменяют вкуса и запаха, имеют тонкие края и несколько отверстий в верхней части, имитируя сосок. Способствуют быстрому восстановлению сосков и продолжению естественного кормления. Не содержат бисфенол А.

Выбор правильного размера наклейки для сосков имеет важное значение. Размер должен быть немного больше, чем сам сосок. Во время грудного вскармливания не должно быть трения между соском и наклейкой для сосков. Размеры М и L (20 мм и 24 мм) измеряются в самой глубокой и самой широкой части наконечника наклейки.

### Меры предосторожности:

- Использовать исключительно по назначению
- Наклейка на грудь – предмет строго индивидуального применения
- При необходимости рекомендуется обратиться за консультацией к специалисту по грудному вскармливанию
- Пожалуйста, проверяйте наклейку перед каждым использованием на предмет механических повреждений и заменяйте ее в случае малейших трещин или следов укуса, поскольку мелкие части наклейки могут быть проглочены
- Рекомендуется хранить наклейки в контейнере
- Хранить вдали от детей

**Условия хранения:** хранить в недоступном для детей, сухом и защищенном от света месте.

Соответствует Техническому Регламенту Таможенного Союза ТР ТС 007/2011.

**Изготовитель:** Nürnberg Gummi Babyartikel GmbH & Co. KG Breitenloher Weg 6, D - 91166 Georgensgmünd, Германия. Сделано в Австрии.

### Импортер/Организация, принимающая претензии от потребителей:

ООО «Фирма «Салюта», Российская Федерация, 119435 г. Москва, Новодевичий проезд, 10-11. Почтовый адрес: Российская Федерация, 123001 г. Москва, Мамоновский переулок, дом 4, стр. 1, 1-й этаж, офис 1а, тел.: +7 495 22 939 88

[ooo-saluta@yandex.ru](mailto:ooo-saluta@yandex.ru)

[www.nip.baby](http://www.nip.baby)

**Артикул** 37600

**Штрихкод** 4000821376007





## Накладка на грудь (соски) серии First Moments, размер L (24 мм)

**Состав:** накладка – силикон / контейнер – полипропилен

**Дата изготовления:** ноябрь 2022 г

**В комплект входят:** 2 наклейки на грудь (соски), 1 контейнер с двумя отделениями

Силиконовые наклейки на грудь (соски) - незаменимая вещь для кормящей мамы. Бывают ситуации, когда грудь нуждается в отдыхе, а прерывать кормление не хочется. Соски могут потрескаться или воспалиться и процесс кормления грудью может причинять боль маме. С наклейками можно легко продолжить кормить малыша и защитить грудь от болезненных ощущений. Также они показаны при плоских, втянутых сосках и слабом сосательном рефлексе у малыша. Особо тонкие, силиконовые защитные наклейки с уникальной, эргономичной, треугольной формой основания сделают процесс кормления ребенка грудью максимально естественным, ведь они обеспечивают максимальный контакт с кожей, усиливают ощущение комфорта и близости. Практичный контейнер с двумя отделениями делает возможным гигиеничное хранение использованной наклейки и сохраняет чистоту второй для следующего кормления. Не изменяют вкуса и запаха, имеют тонкие края и несколько отверстий в верхней части, имитируя сосок. Способствуют быстрому восстановлению сосков и продолжению естественного кормления. Не содержат бисфенол А.

Выбор правильного размера наклейки для сосков имеет важное значение. Размер должен быть немного больше, чем сам сосок. Во время грудного вскармливания не должно быть трения между соском и наклейкой для сосков. Размеры М и L (20 мм и 24 мм) измеряются в самой глубокой и самой широкой части наконечника наклейки.

### Меры предосторожности:

- Использовать исключительно по назначению
- Наклейка на грудь – предмет строго индивидуального применения
- При необходимости рекомендуется обратиться за консультацией к специалисту по грудному вскармливанию
- Пожалуйста, проверяйте наклейку перед каждым использованием на предмет механических повреждений и заменяйте ее в случае малейших трещин или следов укуса, поскольку мелкие части наклейки могут быть проглочены
- Рекомендуется хранить наклейки в контейнере
- Хранить вдали от детей

**Условия хранения:** хранить в недоступном для детей, сухом и защищенном от света месте.

Соответствует Техническому Регламенту Таможенного Союза ТР ТС 007/2011.

**Изготовитель:** Nürnberg Gummi Babyartikel GmbH & Co. KG Breitenloher Weg 6, D - 91166 Georgensgmünd, Германия. Сделано в Австрии.

### Импортер/Организация, принимающая претензии от потребителей:

ООО «Фирма «Салюта», Российская Федерация, 119435 г. Москва, Новодевичий проезд, 10-11. Почтовый адрес: Российская Федерация, 123001 г. Москва, Мамоновский переулок, дом 4, стр. 1, 1-й этаж, офис 1а, тел.: +7 495 22 939 88

[ooo-saluta@yandex.ru](mailto:ooo-saluta@yandex.ru)

[www.nip.baby](http://www.nip.baby)

**Артикул** 37602

**Штрихкод** 4000821376021

